

## SaeboGlove™ Zamówienie

W celu zamówienia należy przesłać wszystkie poniższe informacje.

Imię Nazwisko pacjenta \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Imię  
Nazwisko terapeuty \_\_\_\_\_

Ręka: Lewa  Prawa

Zaznaczyć rozmiary na podstawie pomiarów opisanych na str. 2

Element plastikowy:  S  M  L Rękawiczka:  XS  S  M  L  XL

### Jak wykonać pomiary.

#### Element plastikowy stabilizujący nadgarstek

- 1.) Pomiar obwodu nadgarstka proksymalnie zaraz za głową kości: \_\_\_\_\_cm
- 2.) Pomiar szerokości śródreżca po grzbietowej stronie ręki proksymalnie tuż za stawami śródreżczno-paliczkowymi: \_\_\_\_\_cm

Pomiar 1



Pomiar 2



#### Rozmiary elementu plastikowego


Wartości pomiaru 1

	10.2-12.7	12.7-14	14-16.5	16.5-19	19-21.6	>21.6
<6.4	S	S	S			
6.4-7.6	S	S	M	M		
7.6-8.9	S	M	M	M	M	L
8.9-10.2			M	M	L	L
>10.2				L	L	L

Wartości pomiaru 2

3.) Pomiar obwodu szerokości dłoni. : \_\_\_\_\_cm

4.) Pomiar długości od końca palca III (środkowego) razem z długością dłoni do pierwszej zmarszczki na nadgarstku od strony dłoniowej. : \_\_\_\_\_cm



### Rozmiary rękawiczki

3

Wartość pomiaru 3

	11.4-14	14-16.5	16.5-19	19-21.6	21.6-24	24-26.6
15.2-16.5	XS	XS	XS			
16.5-17.8	XS	XS	XS	S		
17.8-19		S	S	S	M	
19-20.3			M	M	L	XL
>20.3				L	XL	XL

Wartość pomiaru 4

### Adres do wysyłki:

.....  
.....

### Dane do faktury:

.....  
.....NIP: .....

KONTAKT: Jacek Czarnek Tel. 604190505, [habilis@habilis.pl](mailto:habilis@habilis.pl)

[www.habilis.pl](http://www.habilis.pl)